

Pflasterentferner Tücher



Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Gebrauchsanweisung

23323433 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2020-05-20

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Brava Pflasterentferner Tuch ist für das Entfernen medizinischer Haftmaterialien von einer intakten Haut bestimmt.

Warnhinweise

Eine Wiederverwendung dieses Produkts für den Einmalgebrauch wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Wiederaufbereiten, Waschen, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und ein zusätzliches Körperverschätzungs- oder Infektionsrisiko für den Anwender verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen

Vermeiden Sie eine direkte Anwendung auf nicht intakter Haut, wie Wundgründen und Schleimhäuten (Augen, Ohren, Nase, Mund, Vagina), da dies Hautirritationen verursachen kann.

Aufgrund ihrer unreifen Haut wird die Anwendung bei Frühgeborenen, Neugeborenen oder Säuglingen unter 4 kg nicht empfohlen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Informationen

Das Produkt ist silikonbasiert. Das Produkt trocknet in Sekundenschnelle und hat keine Auswirkung auf die Haftfähigkeit nachfolgender Versorgungen.

Inhaltsstoffe: Enthält ein Gemisch von Alkylsiloxanen.

Coloplast schließt jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Anwendungshinweise

1. Beutel aufreißen und das Tuch herausnehmen und auseinanderfalten.
2. Rückstände wegwischen.

Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorkommnis gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen
Bestimmungen für Medizinprodukte
Katalognummer



Haltbarkeitsdatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Zeigt an, dass ein Barcode eine



Unique Device Identification (UDI)
enthält



(Global Trade Item Number) Globale
Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung