

Hautschutz Tücher



Coloplast A/S
Holteådam 1
3050 Humlebaek
Denmark

Gebrauchsanleitung

23323582 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2020-06-15

Verwendungszweck

Das Produkt ist zum Schutz intakter Haut vor den schädigenden Wirkungen von Abbauprodukten des Körpers und medizinischen Klebstoffen bestimmt.

Warnhinweise

Die Wiederverwendung des Einmalprodukts wird nicht empfohlen, da die Gefahr einer Kreuzkontamination besteht.

Wiederaufbereiten, Waschen, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und ein zusätzliches Körperverletzungs- oder Infektionsrisiko für den Anwender verursachen.

Vorsichtshinweise

Eine direkte Anwendung auf geschädigter Haut, wie in Wunden oder auf Schleimhäuten (Augen, Ohren, Nase, Mund, Scheide), vermeiden, da dies zu einer Hautirritation führen kann.

Von der Anwendung bei Frühgeborenen, Neugeborenen oder Säuglingen unter 4 kg wird aufgrund ihrer unreifen Haut abgeraten.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Information

Das Produkt ist silikonbasiert. Das Produkt trocknet in Sekundenschnelle und hat keine Auswirkung auf die Haftfähigkeit nachfolgender Versorgungen.

Inhaltsstoffe: Enthält ein Gemisch aus Alkylsiloxanen.

Coloplast schließt jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Anwendung

1. Die Haut muss sauber und trocken sein.
2. Beutel aufreißen und das Tuch herausnehmen und auseinanderfalten.
3. Das Produkt vorsichtig auf die zu schützenden Bereiche aufbringen.
4. Sobald die Haut vollständig getrocknet ist, kann die Versorgung wie gewohnt aufgebracht werden.

Bei jedem Wechsel der Stomaversorgung ist das Produkt neu anzuwenden.

Entsorgung

Das Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte gemäß den örtlichen Richtlinien, z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Produkt nicht in der Toilette.

Meldung von Zwischenfällen

Wenn es während oder infolge der Anwendung dieses Produkts zu einem schweren Zwischenfall kommt, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der entsprechenden Behörde Ihres Landes.

Erläuterung der Symbole



Medizinprodukt



Weist darauf hin, dass das Produkt der europäischen Gesetzgebung für Medizinprodukte entspricht



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht wiederverwenden



Bedeutet, dass der Strichcode eine Unique Device Identification enthält



(Global Trade Item Number) Globale Artikelidentnummer



Vor direktem Sonnenlicht schützen



Wiederverwertbare Packung