


Sicrhisches Medical AG
Geratherm® Color GT-131
Deutschland CE0197 **DE**

GEBRAUCHSANWEISUNG Vor Gebrauch bitte sorgfältig lesen.



DATEN	
Messbereich:	32,0 °C bis 43,9 °C / Unter 32,0 °C Anzeige L °C / Über 43,9 °C Anzeige H °C
Verwendungszweck:	Messung der Körpertemperatur
Auflösung:	0,1 °C
Messgenauigkeit:	± 0,1 °C von 34,0 °C bis 42,0 °C; ± 0,2 °C (anderer Bereich)
Anzeige:	Flüssigkristallanzeige 3 1/2 Stellen
Batterie: (beiliegend)	Micro Alkaline 192 oder LR41 1,55 V
Energieverbrauch:	0,15 mW beim Messen
Lebensdauer der Batterie:	Über 200 Stunden Dauerbetrieb
Schutzgrad:	IP 27 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen)

Abmessungen: 129,80 mm x 18,00 mm x 10,00 mm
Gewicht: Ca. 14 g einschliesslich Batterie
Signal: Akustisches Signal von ca. 10 s, wenn kein relevanter Temperaturanstieg mehr festgestell­t wird
Speicher: Eingebaute Speicher, wodurch der zuletzt gemessene Wert angezeigt werden kann
Betriebsbedingungen: Temperatur: 10 °C bis 40 °C, Feuchtigkeit: 15 % bis 95 % R.H.

⚠ Es ist nur die Messung von Temperaturen möglich, die über der Umgebungstemperatur liegen.

Aufbewahrungsbedingungen: Temperatur: -25 °C bis +55 °C, Feuchtigkeit: 15 % bis 95 % R.H.
Qualitätsgarantie: DIN EN ISO 80601-2-56 Medizinische elektrische Geräte – Teil 2-56: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschliesslich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Thermometern zum Messen der Körpertemperatur (ISO 80601-2-56). Die Geratherm Medical AG ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485 und erfüllt die EU-Richtlinie 93/42/EWG. Dies berechtigt zur Anbringung der Kennzeichnung CE0197 (Benannte Stelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH).

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): Bei dem vorliegenden Medizinprodukt handelt es sich um ein Gerät mit extrem hohem Maß an Störfestigkeit. Deshalb wird auf den Druck des Anhangs der EMV-Tabellen verzichtet.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- Die Benutzung der Thermometer ist kein Ersatz für einen Arztbesuch. Anhaltendes Fieber, besonders bei Kindern, muss ärztlich behandelt werden. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung!
- Die Temperatur von Kindern unter Aufsicht eines Erwachsenen messen.
- Das Thermometer außer Reichweite von Kindern halten. Kleinteile können sich vom Thermometer ablösen. Dieses können von Kindern verschluckt werden oder es besteht Erstickungsgefahr durch Einatmung der Teile.
- Dieses Thermometer nicht kochen, nicht darauf beißen, nicht biegen, nicht fallen lassen oder auseinander nehmen.
- Öffnen Sie niemals das Thermometer außer zum Wechseln der Batterie.
- Temperaturmessungen innerhalb von 30 Minuten nach sportlicher Betätigung, nach dem Baden oder Essen vermeiden.
- Thermometer beim Gebrauch, bei der Aufbewahrung oder beim Transport nie direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen und vor Schutz zu schützen.
- Thermometer nicht mehr verwenden, wenn es unregelmäßig arbeitet oder die Anzeige defekt ist.
- Vor dem Gebrauch das Thermometer auf Zimmertemperatur erwärmen lassen, wenn es bei erheblich niedrigeren Temperaturen aufbewahrt wurde.

BATTERIEWECHSEL

- Wenn das Symbol ⚠ erscheint, muss die Batterie ausgewechselt werden.
- Ziehen Sie die Batterieabdeckung und Dichtung in die angegebene Richtung ab.
- Verwenden Sie einen Zahnstocher oder eine isolierte Sonde, um die Batterie zu entfernen. Vermeiden Sie dabei scharfe Metallgegenstände.
- Setzen Sie eine neue 1.55 VDC-Knopfbatterie vom Typ SR41, UCC392, LR41, 192 oder eines äquivalenten Typs in das Fach ein, und zwar mit der positiven Seite nach oben und der negativen Seite nach unten.
- Setzen Sie die Dichtung und Batterieabdeckung wieder auf und befestigen Sie sie sicher.



⚠ Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Werfen Sie die Batterie oder das Thermometer nicht ins Feuer - sie könnten explodieren!

ANWENDUNG

- Drücken Sie auf den Ein-/Aus-Knopf. Auf der Anzeige wird **10000** zu sehen sein.
- Lassen Sie den EIN/AUS-Schalter los, und auf der Anzeige wird L °C mit °C aufblinken.
- Reinigen oder desinfizieren Sie den Messfühler vor jeder Messung. Positionieren Sie den Messfühler oral, rektal oder axillär (siehe Messmethoden).
- Sobald das Thermometer keinen relevanten Temperaturanstieg mehr feststellt, hört °C auf zu blinken, und der bis dahin gemessene Maximalwert wird angezeigt, wobei eine Reihe von Signaltonen zu hören ist.
- Das Thermometer setzt die Temperaturmessung nach dem Signal eine weitere Minute fort, wobei ein weiterer geringfügiger Anstieg der angezeigten Temperatur möglich ist. Danach wird die gemessene maximale Temperatur festgehalten und bis zur automatischen Abschaltung nach 3 Minuten auf der LCD-Anzeige angezeigt und gespeichert. Oder durch kurzes Drücken des AN/AUS-Knopfes kann das Thermometer direkt ausgeschaltet werden.
- Das Gerät schaltet sich nach ca. 3 Minuten automatisch ab. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollte das Thermometer lieber durch Drücken des AN/AUS-Knopfes ausgeschaltet werden, nachdem die Temperatur notiert wurde.
- Um im Speicher nachzusehen, drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf und halten ihn 2 Sekunden, wenn sich das Gerät im AUS-Zustand befindet. Auf der LCD-Anzeige erscheint die zuletzt gemessene Temperatur.

⚠ **HINWEIS:** Sie können einen hygienischen Plastikschutz auf die Sensortspitze stecken, um eine Kreuzinfektion und erneute Ansteckung zu vermeiden. Bei Abdeckung des Messfühlers kann es zu Abweichungen von der tatsächlichen Temperatur von 0,1 °C kommen. Entsorgen Sie jeden verwendeten Plastikschutz für den Messfühler und bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf.

MESSMETHODEN

⚠ Es ist nur die Messung von Temperaturen möglich, die über der Umgebungstemperatur liegen.
ORAL (etwa 45 – 90 Sekunden)

Stecken Sie den Messfühler weit unter die Zunge des Patienten. Weisen Sie den Patienten an, den Mund geschlossen zu halten. Die Normaltemperatur bei dieser Methode beträgt zwischen 36,0 °C und 37,5 °C.

REKTAL (etwa 30 – 60 Sekunden)

Falls Ihr Arzt eine rektale Temperaturmessung empfiehlt, können Sie eine Schutzhülle für den Messfühler verwenden. Stecken Sie das Thermometer in diese Schutzhülle. Reiben Sie die Schutzhülle für den Messfühler mit einem wasserlöslichen Gel ein, um das Einführen zu erleichtern. Verwenden Sie keine Rohvaseline. Führen Sie die Spitze des Messfühlers nicht weiter als 1,5 cm in das Rektum ein. **STOPPEN** Sie, falls Sie irgendeinen Widerstand spüren. Die Rektaltemperatur ist im Allgemeinen etwa 0,5 °C bis 1,0 °C **höher** als die Oraltemperatur.

AXILLÄR
Reiben Sie die Achselhöhle mit einem trockenen Handtuch ab. Stecken Sie den Messfühler in die Achselhöhle des Patienten und sorgen Sie dafür, dass dessen Arm fest an die Körperseite angepresst wird. Die Axillartemperatur ist im Allgemeinen etwa 0,5 °C bis 1,0 °C **niedriger** als die Oraltemperatur.

Beachten Sie bitte, dass zum Erreichen eines besseren Messergebnisses der Axillartemperatur **ungeschaltet des Pieptons eine Mindestmesszeit von 2 bis 3 Minuten empfohlen wird**.

⚠ **HINWEIS:** Falls Sie Temperaturen zwischen zwei Thermometern vergleichen, ist es möglich, dass Sie zwei unterschiedliche Werte angezeigt bekommen, selbst wenn beide Thermometer innerhalb ihrer Genauigkeitstoleranz liegen. Es gibt Unterschiede bei jeder Messung und der Toleranzbereich des Thermometers kann eine Differenz von fast 0,1 °C ausmachen.

EMPFEHLUNG: Ermitteln Sie Ihre Normaltemperatur und achten Sie auf Veränderungen.

REINIGUNG UND DESINFEKTION















Beim Hausgebrauch den Messfühlerkopf stets vor und nach jeder Benutzung reinigen. Wischen Sie den Messfühlerkopf mit einer Lösung aus milder Seifenlösung und kaltem Wasser ab. Desinfizieren Sie das Thermometer, indem Sie den Sensor und den unteren Abschnitt des Gehäuses mit einem Tuch abwischen, das zuvor in Alkohol (Empfehlung: Isopropylalkohol 70 %) getaucht wurde. Das Thermometer ist wasserdicht. Das Thermometer nicht abkochen und nicht in Autoklaven reinigen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Bei der Entsorgung des Thermometers sowie der Batterien sind die jeweils gültigen Vorschriften zu beachten. Dieses Thermometer darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltchonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie das Thermometer entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in dem Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel.

GARANTIE


Auf dieses Thermometer wird bei normaler Anwendung für zwei Jahre ab dem Kaufdatum eine Garantie für etwaige Fehler seitens des Herstellers gewährt. Falls Ihr Gerät aufgrund fehlerhafter Teile oder Montage nicht richtig funktioniert, reparieren wir es kostenlos. Mit Ausnahme der Batterie unterliegen alle Teile des Gerätes dieser Gewährleistung. Durch unsachgemäßen Umgang verursachte Schäden an Ihrem Gerät unterliegen nicht der Gewährleistung. Bei professioneller Anwendung wird empfohlen, das Gerät alle 2 Jahre von einem autorisierten Labor messtechnisch überprüfen zu lassen (in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben).

 Gebrauchsanweisung befolgen	 Geräteklassifikation Typ BF	 Medizinprodukt
 Lagerung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 15 % und 95 % R.H.	 Lagerung zwischen -25 °C und +55 °C	 Spannung der Batterie
 vor Nässe schützen	 Chargenbezeichnung (mm/yyyy, Monat/Jahr)	
 Hersteller	 Referenznummer	 Geratherm Medical AG Fahrenheitsstraße 1 99331 Geratatl Deutschland
 Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.	 Modellnummer	 Geratherm Medical AG Fahrenheitsstraße 1 99331 Geratatl Deutschland www.geratherm.com

Medical digital thermometer
Geratherm® Color GT-131
Germany CE0197 **EN**

INSTRUCTION FOR USE

Please read carefully before using



SPECIFICATIONS	
Range:	32,0 °C to 43,9 °C, Below 32,0 °C display L °C, Above 43,9 °C display H °C
Intended use:	Measurement of body temperature
Resolution:	0.1 °C
Accuracy:	± 0.1 °C (34.0 °C to 42.0 °C) ± 0.2 °C (other range)
Display:	Liquid crystal display 3 1/2 digits
Battery (included):	Micro Alkaline 192 or LR41 1.55V
Power consumption:	0.15 milliwatts in measurement mode
Battery life:	More than 200 hours of continuous operation
IP classification:	IP 27 (Protected against solid foreign objects with a diameter of 12.5 mm and protection against temporary immersion)

Dimensions: 129.80 mm x 18.00 mm x 10.00 mm
Weight: Ca. 14 grams including battery
Beep: 10.0 secs. sound signal when no relevant increase in temperature is detected
Memory: Built-in memory enabling display of the previously measured value
Working Conditions: Temperature: 10 °C to 40 °C, Humidity: 15 % to 95 % R.H.

⚠ It is only possible to measure temperatures that are above the ambient temperature.

Storage Conditions: Temperature: -25 °C to +55 °C, Humidity: 15 % to 95 % R.H.
Guarantee of Quality: DIN EN ISO 80601-2-56: Medical electrical equipment, Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement (ISO 80601-2-56).

The Geratherm Medical AG is certified according to DIN EN ISO 13485 and complies with Council Directive 93/42/EEC. This entitled to affix the CE0197 marking (Notified body: TÜV Rheinland LGA Products GmbH).

Electromagnetic compatibility (EMC): The present medical product is a device with extremely high degree of noise immunity. Therefore, the enclosure with the EMC tables was not printed out.

⚠ PRECAUTIONS

- This use of this instrument is not intended as a substitute for consultation with your physician. Prolonged high fever requires medical attention especially for your children. Please contact your physician.
- Measuring a temperature shall be taken under adult's surveillance.
- Keep out of the reach of unsupervised children. Choking resulting from a child swallowing a small part that has become detached from the thermometer.
- Do not boil, bite, bend, drop or disassemble this thermometer.
- Do not attempt to disassemble the unit except to replace the battery.
- Avoid taking temperature in 30 minutes after physical exercises, bathing or dining.
- Do not store, use and transport the unit under direct sunlight, at a high temperature, or in high humidity or dust. Performance may be degraded.
- Stop using the thermometer if it operates erratically or if the display malfunctions.
- If the thermometer has been stored at below-freezing temperatures, allow the thermometer to warm naturally to room temperature before using.

BATTERY REPLACEMENT

- When the symbol ⚠ appears, the battery needs to be replaced.
- Pull the battery cover and the plug off in the direction as shown.
- Use a toothpick or insulated probe to remove the battery. Avoid using any sharp metal object in this operation.
- Place a new 1.55 VDC button size battery type SR41, UCC392, LR41, 192 or equivalent in the chamber with positive side up and the negative side facing down.
- Replace and fasten the plug and battery cover securely.



⚠ Discard old battery carefully, out of reach of young children. Do not dispose of the battery in a fire. It may explode.

HOW TO USE

- Press the on/off button. The display will read **10000**.
- Release the power switch and the display will show L °C with °C flashing.
- Clean or disinfect the probe before every measurement. Position the probe (oral, rectal, axillary etc.).
- As soon as the thermometer does not register any further relevant increase in temperature, °C stops flashing and the maximum value measured up to that time is shown, accompanied by a series of audible signals.
- The thermometer continues measuring the temperature for a further minute after the audible signals begin, and in this time there may possibly be a further slight increase in the temperature shown. After that, the maximum temperature measured is recorded and stored; it remains visible on the LCD display for 3 minutes until the thermometer is automatically switched off. Or, short press the ON/OFF button to switch off directly.
- The unit will automatically turn off in 3 minutes (approx.). However, to prolong battery life, it is best to turn the thermometer off by pressing the ON/OFF button once the temperature has been noted.
- To check memory: Press on/off button and hold button for 2 seconds when the unit is under off state. The last temperature will be recalled on the LCD window.

⚠ **NOTE:** You may put a sanitary plastic probe shield on the sensor tip to help prevent cross-infection and recontamination. Use of the probe cover may result in a 0.1 °C difference from actual temperature. Dispose of any used probe shield and store the unit in a safe place.

MEASUREMENT METHODS

⚠ It is only possible to measure temperatures that are above the ambient temperature.

ORAL USE (about 45 – 90 seconds)

Place the probe well under the patient's tongue. Instruct the patient to keep their mouth closed. A normal temperature by this method is usually considered between 36.0 °C and 37.5 °C.

REKTAL USE (about 30 – 60 seconds)

If rectal temperature is recommended by your doctor, you may use a probe cover. Insert thermometer into the probe cover. Lubricate the probe cover with a water soluble jelly for easier insertion. Do not use petroleum jelly. Insert tip of probe no more than 1.5 cm into rectum. **STOP** if you meet any resistance. In general, the rectal temperature is around 0.5 °C to 1.0 °C **higher** than oral temperature.

AXILLAR USE
Wipe armpit with a dry towel. Place probe in the patient's armpit and keep the patient's arm pressed firmly against their side. In general, the axillary temperature is around 0.5 °C to 1.0 °C **lower** than oral temperature. Note that in order to achieve better axillary temperature measurement result, **a minimum measuring time of 2 to 3 minutes is recommended regardless of the beep sound**.

If you compare temperatures between two thermometers, it is possible to have two different readings even if both thermometers are within their accuracy tolerances. Differences in how you take each reading and the thermometer's tolerance range can account for nearly 0.1 °C variability.

⚠ **REMEMBER:** Find your normal temperature and watch for changes.

CLEANING AND DISINFECTION

For household use, always clean the probe head before and after each use. Wash the tip with a solution of mild detergent and cool water. Disinfect the thermometer by wiping the sensor and lower stem with a cloth dipped in a household antiseptic solution such as rubbing alcohol (recommendation: 70% isopropyl alcohol).














The thermometer is water resistant. Do not boil or clean in autoclave.

DISPOSAL

Observe the applicable regulations when disposing of the thermometer and batteries. This thermometer must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Please remove the batteries before disposing of the thermometer. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop.

LIMITED WARRANTY


This thermometer is guaranteed for two years from the date of purchase against manufacturer's defect under normal use. If your unit does not function properly due to defective parts or assembly we will repair it free of charge. All parts are covered by this warranty excluding the battery. The warranty does not cover damage to your unit due to improper handling. We recommend that the accuracy of the unit be checked every 2 years by an authorised laboratory.

 Follow instructions for use	 Type BF applied part	 Medical device
 Store between 15 % and 95 % R.H.	 Store between -25 °C and +55 °C	 Voltage of battery
 Keep dry.	 Batch code (mm/yyyy, month/year)	
 Manufacturer	 Reference number	 Geratherm Medical AG Fahrenheitsstraße 1 99331 Geratatl Germany www.geratherm.com
 The device must not be disposed of with household waste.	 Model number	

Thermometer digital digital
Geratherm® Color GT-131
Allemagne CE0197 **FR**

MODE D'EMPLOI

Prière de lire attentivement avant l'emploi.



SPECIFICATIONS	
Echelle:	de 32,0 °C à 43,9 °C. En dessous de 32,0 °C, L °C s'affiche; En dessus de 43,9 °C, H °C s'affiche
Utilisation:	Mesure de la température corporelle
Résolution:	0.1 °C
Precision:	±0.1 °C de 34.0 °C à 42.0 °C; ±0.2 °C (pour une autre échelle)
Affichage:	Affichage à cristaux liquides de 3 1/2 chiffres
Piles (comprises):	Micro Alcaline 192 ou LR41 1,55V
Consommation:	0,15 milliwatts en fonctionnement
Durée de vie des piles:	Plus de 200 heures d'autonomie
Degré de protection:	IP 27 (protégé contre des corps étrangers solides d'un diamètre de plus de 12,5 mm et protection contre une immersion temporaire)

Dimensions : 129,80 mm x 18,00 mm x 10,00 mm
Poids: Environ 14 grammes piles comprises
Signal: Signa sonore d'environ 10 secondes si aucune augmentation significative de température n'est plus constaté

Mémoire: La mémoire intégrée permet l'affiche de la valeur mesurée précédemment

Conditions d'utilisation: Température: de 10°C à 40°C, Humidité: de 15 % à 95 %

⚠ Il est seulement possible de mesurer une température qui se situe au-dessus de la température ambiante.

Conditions de rangement: Température: de -25 °C à +55 °C, Humidité: de 15 % à 95 %

Garantie: DIN EN ISO 80601-2-56 Appareils électromédicaux - Partie 2-56: Exigences particulières pour la sécurité fondamentale et les performances essentielles des thermomètres médicaux destinés à mesurer la température de corps (ISO 80601-2-56).

The Geratherm Medical AG est certifié selon la norme NF EN ISO 13485 et est conforme à la directive européenne 93/42/CEE. Ce droit d'apposer la marque CE0197 (Organisme Notifié TÜV Rheinland LGA Products GmbH).

Compatibilité électromagnétique (EMC): Le produit médical ici présent est un appareil ayant un degré très élevé d'immunité. C'est pourquoi nous nous abstenons d'imprimer le tableau CEM en pièce jointe.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'utilisation du thermomètre ne peut remplacer une visite chez le médecin. Une fièvre persistante, en particulier chez les enfants, doit être traitée par un médecin. Merci de prendre contact avec votre médecin traitant !
- Mesurer la température d'un enfant sous la surveillance d'un adulte.
- Tenir ce thermomètre hors de portée des enfants. Des petites pièces peuvent s'en détacher. Celles-ci peuvent être avalées par des enfants et ils courent un risque d'étouffement en inhalant les pièces.
- Ne pas faire bouillir ce thermomètre, ne pas le mordre, ne pas le plier, ne pas le faire tomber ou le démonter.
- Ne jamais ouvrir le thermomètre pour changer la pile.
- Éviter de prendre la température moins de 30 minutes après un effort, un bain ou un repas.
- Ne jamais exposer le thermomètre, lors de son utilisation, de son rangement ou de son transport à la lumière directe du soleil, l'humidité ou à des températures extrêmes et le protéger des salissures.
- Ne plus utiliser le thermomètre s'il ne fonctionne pas correctement ou si l'affichage est défectueux.
- Avant utilisation, laisser le thermomètre se réchauffer à température ambiante s'il a été conservé à des températures considérablement plus basses.

CHANGEMENT DES PILES

- Lorsque le symbole ⚠ apparaît, il faut changer les piles.
- Retirer la partie qui protège la pile comme sur le dessin.
- Utiliser un cure-dent ou une sonde isolée pour retirer la pile. Éviter d'utiliser un objet métallique pointu pour cette opération.
- Mettre un nouvelle pile de taille 1.55 VDC et de type SR41, UCC392, LR41 , 192 ou équivalent dans le compartiment avec la borne positive vers le haut et la borne négative vers le bas.
- Bien replacer et fermer partie qui protège la pile.



⚠ Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas jeter la pile ou le thermomètre au feu – risque d'explosion !

UTILISATION

- Appuyer sur le bouton ON/OFF. Sur l'écran apparaît : **10000**.
- Lâcher le bouton ON/OFF, et sur l'écran apparaît L °C, avec le symbole °C qui clignote.
- Nettoyez ou désinfectez le capteur avant chaque mesure. Positionnez le capteur dans la bouche, sous une aisselle ou par voie rectale (voir les instructions de mesure).
- Dès que le thermomètre ne relève plus de montée de température significative, le symbole °C cesse de clignoter et la température maximale mesurée est affichée. Le thermomètre émet une série de bips sonores.
- Le thermomètre continue de mesurer la température après le signal sonore pendant encore une minute et une augmentation minime de la température affichée est possible. Ensuite, la température maximale mesurée est enregistrée et affichée sur l'afficheur LCD jusqu'à l'arrêt automatique après 3 minutes. Ou alors le thermomètre peut être éteint en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF.
- L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes. Pour prolonger la durée de vie de la pile, il est préférable d'éteindre le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF après avoir noté la température.
- Pour consulter la mémoire, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le pendant 2 secondes, quand l'appareil est éteint. Sur l'afficheur LCD, la dernière température mesurée apparaît.

⚠ **REMARQUE:** Vous pouvez recouvrir l'extrémité de la sonde d'un couvre-sonde en plastique pour éviter une infection croisée ou une contamination. L'utilisation d'un couvre-sonde peut provoquer une différence de température de 0,1 °C par rapport à la température réelle. Jetez tout couvre-sonde usagé et conservez l'appareil dans un endroit sûr.

METHODS OF MEASURE

⚠ Il est seulement possible de mesurer une température qui se situe au-dessus de la température ambiante.

UTILISATION ORALE (env. 45 à 90 secondes)
Positionner la sonde de mesure correctement sous la langue du patient. Lui imposer de garder la bouche fermée tout au long de la prise de température. Avec cette méthode, une température située entre 36,0 °C et 37,5 °C est habituellement considérée comme normale.

UTILISATION RECTALE (env. 30 à 60 secondes)

Si le médecin vous conseille de prendre la température en site rectal, vous pouvez utiliser un cache-sonde qui vous passez sur la sonde. Pour faciliter l'introduction du cache-sonde dans le rectum, l'enduire d'un gel soluble dans l'eau, pas de pétrolatum. Engager la pointe de sonde de 15 mm au maximum dans le rectum. Si vous percevez la moindre résistance, cesser immédiatement l'introduction. Le capteur se trouve directement dans la pointe de la sonde, il n'est donc pas nécessaire d'enfoncer la sonde trop loin dans le rectum. La température rectale est en général de 0,5 °C à 1,0 °C **supérieure** à la température buccale.


UTILISATION SOUS LES AISSELLES
S'essuyer l'aisselle avec une serviette sèche. Positionner la sonde de mesure au creux de l'aisselle du patient et lui demander de rabattre le bras fermement contre le corps. La température axillaire est en général de 0,5 °C à 1,0 °C **inférieure** à la température buccale. Veuillez observer que pour obtenir un meilleur résultat de mesure de la température axillaire, il est conseillé de respecter **une durée de mesure de 2 à 3 minutes au moins en passant outre le signal sonore**.

REMARQUE : Si vous comparez les températures de deux thermomètres, vous pouvez fort bien avoir deux valeurs différentes alors que les deux instruments satisfont l'un comme l'autre aux tolérances de précision. Chaque mesure peut révéler des écarts et la plage de tolérance du thermomètre peut se solder par un

Geratherm® Color GT-131	المقياس الحراري الرقمي الطبي Geratherm® Color GT-131
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



DATEN

Rango de medición: 32,0 °C a 43,9 °C; menos de 32,0 °C, indicación L °C; más de 43,9 °C, indicación H °C
Ámbito de uso: Medición de la temperatura corporal
Resolución 0,1 °C
Precisión de medición: ±0,1 °C de 34,0 °C a 42,0 °C; 0,2 °C (demás intervalos)
Pantalla: de cristal líquido de 3 ½ dígitos microscálica 192 x 165V
Batería (incluida): 0,15 mW al medir
Consumo de energía: más de 200 horas de funcionamiento continuo
Duración de la batería: Grado de protección: IP 27 (protección contra objetos sólidos con diámetro a partir de 12,5 mm y protección contra inmersión temporal)

Dimensiones: 129,80 mm x 18,00 mm x 10,00 mm
Peso: aprox. 14 g, batería incluida
Señal: Señal acústica de aprox. 10 s cuando se deja de detectar aumento relevante de la temperatura
memoria integrada que permite visualizar el último valor registrado
Condiciones de funcionamiento: temperatura de 10 °C a 40 °C, humedad de 15% a 95 %

▲ Solamente es posible la medición de temperaturas superiores a la temperatura ambiente.

Condiciones de almacenaje: temperatura de -25 °C a +55 °C, humedad de 15 % a 95 %
Garantía de calidad: DIN EN ISO 80601-2-56 Equipos electromédicos - Parte 2-56: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los termómetros clínicos para la medición de la temperatura corporal. (ISO 80601-2-56).
Geratherm Medical AG está certificada conforme a la Directiva 93/42/CEE y a EN ISO 13485 y está facultada para utilizar el distintivo CE0197 (organismo notificado TÜV Rheinland LGA Products GmbH).

Compatibilidad electromagnética (CEM): El presente dispositivo médico goza de una resistencia a las distorsiones extremadamente elevada. Por lo tanto, se renuncia a la impresión del anexo de las tablas CEM.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- El uso del termómetro no reemplaza la visita al médico. La fiebre duradera, especialmente en niños, debe recibir tratamiento médico. ¡Consulte con su médico! Tome la temperatura a los niños bajo supervisión de un adulto. Mantenga el termómetro lejos del alcance de los niños. Pueden soltarse partes pequeñas del termómetro. Estas podrían ser ingeridas por los niños, o puede existir peligro de asfixia por inhalación de dichas partes.
- No hierva el termómetro, no lo muerdra, no lo doble, no permita que caiga ni lo desmonte.
- No abra nunca el termómetro más que para cambiar las pilas.
- Evite tomar la temperatura en los 30 minutos siguientes al ejercicio físico, el baño o las comidas.
- No use, almacene ni transporte el termómetro sometido a luz solar directa, humedad ni temperaturas extremas, y protéjalo de la suciedad.
- Deje de usar el termómetro cuando funcione de forma irregular o la pantalla esté estropeada.
- Antes de usarlo, déjelo calentear a la temperatura ambiente si estaba almacenado en un lugar con una temperatura notablemente menor.

CAMBIO DE BATERÍA

- Si aparece el símbolo " ", significa que ha de cambiarse la batería.
- Tire de la tapa de la batería y de la junta en la dirección señalada.
- Utilice un mondadientes o una sonda aislada para sacar la batería. No utilice objetos metálicos afilados.
- Introduzca en el compartimiento una batería nueva de 1.55 VDC del tipo SR41, UCC392, LR41, 192 u otro equivalente, situando la cara positiva hacia arriba y el lado negativo hacia abajo.
- Coloque de nuevo la junta y la tapa de la batería y encájelas firmemente.



▲ Manténgalo alejado del alcance de los niños.

No tire las pilas ni el termómetro al fuego; podrían explotar.

INSTRUCCIONES DE USO

- Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO. En la pantalla aparecerá: **19999**
- Suete el botón de ENCENDIDO/APAGADO, en la pantalla aparecerá L °C, con °C parpadearando.
- Limpe o desinfete el sensor de medición antes de cada medición. Coloque el sensor de medición en posición oral, rectal o axilar (vea métodos de medición).
- En cuanto el termómetro deje de detectar aumento relevante de la temperatura, °C dejará de parpadear y se mostrará el valor máximo medido hasta ese momento, a la vez que sonará una serie de señales acústicas.
- El termómetro continúa midiendo la temperatura un minuto más a partir de la señal acústica, por lo que es posible un aumento mínimo de la temperatura que aparece indicada. Después la temperatura máxima medida se mantiene, se almacena y se muestra en la pantalla LCD durante hasta que se produzca el apagado automático al cabo de 3 minutos. También es posible apagar el termómetro directamente pulsando brevemente el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
- El aparato se apaga automáticamente al cabo de 3 minutos. Para prolongar la vida de las pilas, conviene apagar el termómetro pulsando el botón de ENCENDIDO/APAGADO una vez anotada la temperatura.
- Para ver la memoria, con el aparato apagado, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO y manténgalo pulsado 2 segundos. Aparecerá en la pantalla LCD la última temperatura medida.

▲ OBSERVACIÓN: Para evitar una infección cruzada o una contaminación, puede introducir la punta del sensor en una funda higiénica de plástico. Al usar una funda para la medición, puede registrarse una diferencia con la temperatura real de 0,1 °C. Deberá desechar las fundas higiénicas una vez usadas y guardar el aparato en un lugar seguro.

MÉTODOS DE MEDICIÓN

▲ Solamente es posible la medición de temperaturas superiores a la temperatura ambiente.
ORAL (aprox. 45 a 90 segundos)
Colocar el cabezal de medición en el sitio correcto bajo la lengua del paciente. Indicar al paciente que mantenga la boca cerrada mientras se mide la temperatura. Con este método se suele considerar normal una temperatura entre 36,0 °C y 37,5 °C. (aprox. 45 a 90 segundos)

Si el médico recomienda medir la temperatura rectal, puede emplear una funda para el cabezal de medición. Deslizar el cabezal de medición en la funda. Para facilitar la introducción, poner un poco de gel hidrosoluble en la punta del sensor. No usar vaselina. Introducir la punta del cabezal de medición en el recto, no más de 15 mm. En caso de que note cualquier resistencia, DETENGASE DE INMEDIATO. El sensor se encuentra directamente en la punta del cabezal, y por lo tanto no es necesario introducirlo profundamente en el recto. Normalmente la temperatura rectal es unos 0,5 °C a 1,0 °C **más alta** que la temperatura oral.

Secar la axila con un paño seco. Colocar el cabezal de medición en la axila del paciente y mantenerle el brazo presionado con fuerza contra el cuerpo. Normalmente la temperatura axilar es unos 0,5 °C a 1,0 °C **más baja** que la temperatura oral. Tenga en cuenta que para conseguir la mejor medición de la temperatura axilar, **se recomienda un tiempo mínimo de 2 a 3 minutos, independientemente del pitido**.

▲ OBSERVACIÓN: Si compara las temperaturas de dos termómetros entre sí, es posible que observe dos valores distintos, incluso aunque ambos termómetros estén dentro de sus límites de tolerancia. Cada medición puede ser diferente y la tolerancia del termómetro puede causar una diferencia de casi 0,1 °C.

RECOMENDACIÓN: Mida su temperatura normal y fíjese en posibles modificaciones de la misma.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

En el uso doméstico ha de limpiarse el cabezal del sensor de medición siempre antes y tras cada empleo. Frote el cabezal de sensor de medición con una solución levemente jabonosa y agua fría. Desinfecte el termómetro frotando el sensor y la parte inferior de la carcasa con un paño previamente humedecido en alcohol (recomendación: alcohol isopropílico al 70 %). El termómetro es impermeable al agua. El termómetro no debe sumergirse en agua hirviendo ni limpiarse en el autoclave.
















INDICACIONES PARA EL DESECHO

Para el desecho del termómetro y de las pilas deberán observarse las disposiciones vigentes al respecto. Este termómetro no debe desecharse junto con la basura doméstica. El consumidor está obligado a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, contengan o no sustancias tóxicas, en un centro de recogida de su ciudad o en el lugar de compra, para que puedan ser desechados de forma respetuosa del medio ambiente. Saque las pilas antes de desechar el termómetro.

No tire las pilas usadas a la basura doméstica, sino a la basura destinada a ellas o bien hágalo en los puntos de recogida de pilas de los comercios especializados.

GARANTÍA LIMITADA

Este termómetro tiene una garantía contra defectos de fabricación, de dos años a partir del día de su compra, para un uso doméstico normal. El cumplimiento exacto de las instrucciones garantiza un funcionamiento fiable durante años. Si el termómetro no funciona correctamente, comprobar primero la pila (ver instrucciones para cambiar la pila). En caso necesario, cambíarla. Para su uso profesional, se recomienda hacerlo comprobando cada dos años por un laboratorio autorizado.

	Observar las instrucciones de servicio		Geräteklassifikation Typ BF		Dispositivo médico
	Guardar con una humedad relativa del aire entre 15 % y 95 %		Guardar a una temperatura entre -25 °C y +55 °C		Voltaje de la batería
	Proteger del agua		Denominación de lote (mm/aaaa; mes/año)		Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 99331 Gerat Alemania www.geratherm.com
	Fabricante		Número de referencia		Número de modelo
	El aparato no debe eliminarse con la basura doméstica.		Número de símbolo		Número de símbolo


ÍNDICE DE ICONOS

	Observar las instrucciones de servicio		Geräteklassifikation Typ BF		Dispositivo médico
	Guardar con una humedad relativa entre 15 % y 95 %		Guardar a una temperatura entre -25 °C y +55 °C		Voltaje de la batería
	Proteger da humidade		Denominação de lote (mm/aaaa; mês/ano)		Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 99331 Gerat Alemania www.geratherm.com
	Fabricante		Número de referência		Número de modelo
	O dispositivo não deve ser eliminado com o lixo doméstico comum.		Número de símbolo		Número de símbolo

Geratherm® Color GT-131	المقياس الحراري الرقمي الطبي Geratherm® Color GT-131
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

INSTRUÇÕES DE USO

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS



DADOS

Gama de medição: Inferior a 32,0 °C; indicação L °C; Superior a 43,9 °C indicação H °C
Aplicações: Medição da temperatura corporal
Resolução: 0,1 °C
Precisão da medição: ±0,1 °C de 34,0 °C a 42,0 °C; ± 0,2 °C (outra gama)
Indicação: Visor de cristal líquido com 3 ½ dígitos
Pilha: (fornecida) Micro Alcalina 192 ou LR41 1,55 V
Consumo de energia: 0,15 mW durante a medição
Mais de 200 horas de funcionamento contínuo
Vida útil da bateria: IP 27 (proteção contra corpos estranhos de diâmetro superior a 12,5 mm e protecção contra imersão momentânea)

Dimensões: 129,80 mm x 18,00 mm x 10,00 mm
Peso: cerca de 14 g
Sinal acústico de cerca de 10 segundos, quando já não é detectada uma subida relevante da temperatura

Memória: Memória incorporada através da qual pode ser indicado o último valor medido
Condições de funcionamento: Temperatura: 10 °C a 40 °C, humidade: 15 % a 95 %

▲ Só é possível medir temperaturas que estejam acima da temperatura ambiente.
Temperatura: -25 °C a +55 °C, humidade: 15 % a 95 %
DIN EN ISO 80601-2-56: Aparelhos Eléctricos de Medicina – Parte 2-56: Estabelecimentos Especiais de Segurança inclusive as essenciais características de rendimento de termómetros médicos para a medição da temperatura do corpo (ISO 80601-2-56).
A Geratherm Medical AG é certificada pela Directiva 93/42/CE e pela norma EN ISO 13485, e encontra-se habilitada a utilizar a marcação CE0197 (entidade notificada: TÜV Rheinland LGA Products GmbH).

Compatibilidade electromagnética (CEM): Este dispositivo médico é um aparelho que apresenta um grau extremamente elevado de imunidade a interferências. Por isso, não se aplicam os valores de pressão do anexo das tabelas de CEM.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- A utilização do termómetro não dispensa uma consulta médica. Em caso de febre persistente, sobretudo em crianças, procure assistência médica. Fale com o seu médico.
- A medição da temperatura em crianças deve ser feita sob a vigilância de um adulto.
- Mantenga o termómetro fora do alcance das crianças. O termómetro tem pequenas peças que se podem soltar. As crianças podem engoli-las ou introduzi-las no nariz, correndo o risco de asfixia.
- O termómetro não deve ser fervido, mordido, dobrado, nem atirado para o chão e desmontado.
- Nunca abra o termómetro, excepto para substituir as pilhas.
- Evite medir a temperatura nos 30 minutos que se seguem à prática desportiva, ao banho ou a refeição.
- Quando utilizar, guardar ou transportar o termómetro, não o sujeite à luz solar directa, à humidade ou a temperaturas extremas, e proteja-o da sujidade.
- Deixe de utilizar o termómetro, se este deixar de funcionar normalmente ou se o visor apresentar alguma anomalia.
- Antes de utilizar o termómetro, e caso este tenha estado guardado num local com temperaturas extremamente baixas, aqueça-o um pouco até atingir a temperatura ambiente.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

- Quando surgir o símbolo " ", isso significa que a pilha tem de ser substituída.
- Retire a tampa do compartimento da pilha e a vedação, puxando-a na direcção indicada.
- Utilize um palito ou uma sonda isolada para remover a pilha. Evite a utilização de objectos metálicos afiados.
- Coloque uma pilha de boa nova de 1,55 VDC do tipo SR41, UCC392, LR41, 193 ou equivalente no compartimento, nomeadamente com o pólo positivo para cima e o pólo negativo para baixo.
- Coloque novamente a vedação e a tampa do compartimento da pilha e fixe-as de forma segura.



▲ Mantenha o termómetro fora do alcance das crianças.

Não atire as pilhas nem o termómetro para o fogo, pois podem explodir.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Prima o botão On/Off até aparecer no visor: **19999**
- Depois aparece L °C, com °C a piscar.
- Limpe o desinfete o sensor antes de cada medição. Coloque o sensor na boca, no recto ou na axila (consulte os métodos de medição).
- Quando o termómetro deixa de detectar uma subida de temperatura relevante, a indicação °C deixa de piscar e é apresentado o valor máximo medido, sendo emitida uma série de sinais sonoros.
- O termómetro continua a medir a temperatura ainda durante um minuto após o sinal sonoro, sendo possível uma ligeira subida da temperatura indicada. Depois disso, é determinada a temperatura máxima medida, que permanece visível no visor LCD durante 3 minutos, até o termómetro se desligar automaticamente. Também é possível desligar o termómetro, premindo o botão On/Off por uns segundos.
- O aparelho desliga-se automaticamente após cerca de 3 minutos. Para prolongar o tempo de vida das pilhas, desligue o termómetro preferencialmente através do botão On/Off, depois de tomar nota do valor.
- Para consultar a memória, prima e mantenha premido o botão ON/Off durante 2 segundos, com o aparelho no estado Desligado. No visor LCD aparecerá a última temperatura medida.

▲ NOTA: Pode colocar um invólucro protector de plástico na ponta do sensor, para evitar uma infecção cruzada ou contaminação. A utilização de um invólucro pode causar uma diferença de temperatura de 0,1 °C em relação à temperatura real. Deite fora o invólucro do sensor depois de utilizado e mantenha o aparelho num local seguro.

MÉTODOS DE MEDIÇÃO

▲ Só é possível medir temperaturas que estejam acima da temperatura ambiente.
ORAL (cerca 45 a 90 segundos)
Colocar correctamente o sensor de medição sob a língua do doente. Aconselhar o doente a manter a boca fechada enquanto a temperatura é medida. Com este método são normais os valores entre 36,0 °C e 37,5 °C. (aprox. 45 a 90 segundos)

Se o médico recomendar a leitura rectal da temperatura, é possível utilizar uma cobertura para o sensor de medição. Colocar no termómetro a cobertura do sensor de medição. Para facilitar a introdução, espalhar no sensor de medição um gel solúvel em água. Não utilizar vaselina. Não introduzir a ponta do sensor de medição mais de 15 mm no recto. Se encontrar qualquer resistência, PARAR INMEDIATAMENTE. O sensor encontra-se directamente na ponta do sensor de medição, pelo que não é necessário introduzir o sensor de medição muito profundamente. A temperatura rectal é normalmente 0,5 °C a 1,0 °C **más alta** que a temperatura oral.

AXILAR
Limpar as axilas com uma toalha seca. Colocar o sensor de medição nas axilas do doente e manter o braço do doente firmemente encostado ao corpo. A temperatura axilar é normalmente 0,5 °C a 1,0 °C **más baixa** que a temperatura oral. Tenha em atenção que, para obter um melhor resultado na medição da temperatura das axilas, **o tempo de medição deve ser de 2 a 3 minutos, independentemente do sinal acústico**.

▲ OBSERVAÇÃO: Ao comparar as temperaturas medidas com dois termómetros, é possível encontrar valores diferentes, mesmo que ambos os termómetros tenham a mesma tolerância de precisão. Existe diferença de medição para medição e a margem de tolerância do termómetro pode perafazer uma diferença de quase 0,1 °C.

RECOMENDAÇÃO: Verifique qual é a sua temperatura normal e esteja atento a alterações.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO

Durante a utilização em casa, limpe sempre a cabeça do termómetro antes e depois de cada utilização. Limpe a cabeça do termómetro com uma solução de sabão suave e água fria. Desinfecte o termómetro, esfregando o sensor e a parte inferior com um lenço previamente embebido em álcool (preferencialmente, álcool isopropílico com concentração de 70%). O termómetro é estanke à água. Não fervir nem desinfectar o termómetro em autoclave.

INSTRUÇÕES PARA ELIMINAÇÃO DO APARELHO
















Quando eliminar o termómetro e as pilhas, respeite as normas em vigor. Este termómetro não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

O consumidor deve levar todos os aparelhos eléctricos ou electrónicos a um ponto de recolha local ou a um estabelecimento comercial, que estes contenham substâncias tóxicas ou não, para que possam ser eliminados de forma ecológica. Retire as pilhas antes de eliminar o termómetro. Não deite fora as pilhas juntamente com o lixo doméstico, mas sim com lixo tóxico, ou leve-as a um ponto de recolha de pilhas num estabelecimento comercial da especialidade.

GARANTIA LIMITADA

O fabricante concede para este termómetro, sob condições de utilização normais, 2 anos de garantia a partir da data da compra para eventuais falhas. Caso o seu aparelho não funcione correctamente devido a peças defeituosas ou uma montagem incorrecta, assumimos gratuitamente a reparação do mesmo. Com excepção da pilha, todas as peças do aparelho estão abrangidas pela garantia. A garantia não abrange danificações no aparelho resultantes de uma utilização indevida. No caso de uma utilização profissional, recomendamos que o aparelho seja verificado de 2 em 2 anos por um laboratório autorizado ao nível da técnica de medição (legalmente obrigatório na Alemanha).


LEGENDA DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Seguir as instruções de tilização		Aparelho do tipo BF		Aparelho médico
	Armazenar em um ambiente com uma umidade relativa entre 15 % e 95 %		Armazenar em um ambiente com temperatura entre -25 °C e +55 °C		Voltagem da bateria
	Proteger da humidade		Número do lote (mm/yyyy; mês/ano)		Geratherm Medical AG Fahrenheitstraße 1 99331 Gerat Alemania www.geratherm.com
	Fabricante		Número de referência		Número de modelo
	O dispositivo não deve ser eliminado com o lixo doméstico comum.		Número de símbolo		Número de símbolo

Geratherm® Color GT-131	المقياس الحراري الرقمي الطبي Geratherm® Color GT-131
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

GEbruIKSAANWIJZING

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN



GEGEVENS

Meetbereik: 32,0 °C tot 43,9 °C; Lager dan 32,0 °C aanwijzing L °C Hoger dan Über 43,9 °C aanwijzing H °C
Gebruiksdoel: Meting van de lichaamstemperatuur
Resolutie: 0,1 °C
Meetnauwkeurigheid: ± 0,1 °C van 34,0 °C tot 42,0 °C; ± 0,2 °C (ander bereik)
Indicatie: Uitlezing met vloeibare kristallen 3 1/2 posities
Batterij (meegeleverd): Micro alkaline 192 of LR41 1,55 V
Energieverbruik: 0,15 mW tijdens het meten
Levensduur van de batterij: Meer dan 200 uren continuëbedrijf
IP 27 (bescherm tegen voerwerpen groter dan 12,5 mm en bescherming tegen de invloed van tijdelijke onderpomping)

Dimensies: 129,80 mm x 18,00 mm x 10,00 mm
Gewicht: Ca. 11 g inclusief batterij
Signal: Akoestisch signaal van ca. 10 s wanneer geen relevante temperatuurstijging meer wordt vastgesteld

Geheugen: Ingebouwd geheugen, waardoor de laatste gemeten waarde kan worden getoond
Bedrijfsvoorwaarden: Temperatur: 10 °C tot 40 °C, Vochtigheid: 15 % tot 95 % R.H.

▲ Er kunnen alleen temperaturen worden gemeten die boven de omgevingstemperatuur liggen.

Temperatuur: -25 °C tot +55 °C, Vochtigheid: 15 % tot 95 % R.H.
DIN EN ISO 80601-2-56 Medische elektrische toestellen – Deel 2-56: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiele prestaties van medische thermometers voor lichaamstemperatuermeting (ISO 80601-2-56).

De Geratherm Medical AG is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 13485 en voldoet aan de EU-richtlijn 93/42 / EEG. Dit recht om de CE-markering CE0197 (aangemelde instantie: TÜV Rheinland LGA Products GmbH) aanbrengen.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC): Dit medische product is een apparaat met extreem hoge immuniteit. Om deze reden is geen aanhangsel met EMC-labellen opgenomen.

VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN

- Het gebruik van de thermometer is geen alternatief voor een doktersbezoek. Aanhoudende koorts, vooral bij kinderen, moet door een arts worden behandeld. Neem contact op met uw arts!
- Bij kinderen moet de temperatuur onder toezicht van een volwassen worden gemeten.
- De thermometer buiten bereik van kinderen bewaren. Er kunnen kleine onderdelen van de thermometer loskomen. Deze kunnen door kinderen worden ingeslikt of door inademing tot verstikkingsgevaar leiden.
- Deze thermometer niet uitkoken, niet erop blazen, niet buigen, niet laten vallen en niet uit elkaar nemen.
- Open de thermometer nooit, behalve om de batterijen te wisselen of te vervangen.
- Vermijd temperatuurmetingen binnen 30 minuten na sportieve activiteit, na het baden of na het eten.
- Thermometer tijdens gebruik, bewaring of transport nooit aan direct zonlicht, vochtigheid of extreme temperatuur blootstellen en tegen verontreiniging beschermen.
- Thermometer niet langer gebruiken wanneer deze onjuist functioneert of het scherm defect is.
- Thermometer na bewaring bij zeer lage temperatuur voorafgaand aan het gebruik op kamertemperatuur laten komen.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

- Indien het symbool " " verschijnt, moet de batterij worden vervangen.
- Trek de batterijafdekking in de aangegeven richting af.
- Gebruik een tandenstoker of een geïsoleerde sonde, om de batterij te verwijderen. Neem hiervoor geen scherpe, metalen voorwerpen.
- Plaats een nieuwe 1,55 VDC-knopbatterij van het type SR41, UCC392, LR41, 192 of een equivalent type in het vak, en wel met de positieve zijde naar boven en de negatieve zijde naar beneden.
- Zet er de batterijafdekking weer op en bevestig dit veilig.