

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Entsorgungsbehälter dient ausschließlich zur Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie z. B. Kanülen und Skalpellklingen aus dem medizinischen Bereich.

2. Sicherheitshinweise

- Nur Boxen in der Größe verwenden, die für die Aufnahme der zu entsorgenden Gegenstände geeignet sind.
- Box außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Der Deckel (1) muss vor Beginn der Befüllung aufgesetzt und eingerastet sein.
- Box mit empfohlenem Klebeadapter oder Wandhalter durch Aufdrehen verbinden bzw. im Safety-Tray platzieren, um ein Umfallen zu verhindern.
- Zu entsorgende Gegenstände nur senkrecht in die Box abwerfen.
- Skalpelle müssen mit besonderer Sorgfalt in die Box entsorgt werden. Durch zu hohe Krafteinwirkung beim Einwerfen oder beim Nachfüllen anderer Gegenstände besteht die Gefahr einer Verkantung und Beschädigung der Boxenwandungen oder des Boxenbodens.
- Keine Gegenstände gewaltsam in die Box einfüllen.
- Keine Flüssigkeiten in die Box einführen.
- Insulin-Pens können durch den integrierten Stempel in die Box abgeworfen werden.
- Box nicht über die Fülllinie (5) befüllen (Verletzungsgefahr!).
- Nicht mit der Hand oder in sonstiger Weise in die Box fassen (Verletzungsgefahr!).
- Box nicht herunterwerfen. Box nicht schütteln. Box nicht fallen lassen.
- Vor Verschluss der Box sicherstellen, dass keine Gegenstände aus der Öffnung ragen.
- Box beim Endverschluss nicht gegen den eigenen Körper (z.B. Brust) drücken.
- Befüllte Box nicht von außen zusammendrücken.
- Vor der Entsorgung der Box genau prüfen, dass Deckel (1) und Tagesdeckel (3) fest verschlossen sind.

3. Montage (Deckelmontage)

Vor dem Befüllen der Box auf einen festen Untergrund stellen und den Deckel (1) fest auf das Boxenunterteil (2) drücken, der Deckel (1) rastet hör- und sichtbar ein. Falls das einmalige Drücken des gesamten Deckels zu kraftaufwendig ist, kann an einer Stelle mit dem Aufdrücken bis zum Einrasten begonnen und schrittweise fortgeführt werden.

4. Täglicher Gebrauch

Für den täglichen Gebrauch den Tagesdeckel (3) nach unten drücken, bis dieser hörbar einrastet. Durch das Hochdrücken der überstehenden Lasche (4) ist ein Öffnen möglich.

5. Endverschluss des Tagesdeckels (3)

Nach Befüllung der Box (Vorsicht: Nicht über die Fülllinie (5) auffüllen!) wie folgt verfahren: Die Box auf einen festen Untergrund stellen, den Tagesdeckel (3) nach unten drücken, bis dieser hörbar einrastet und den kleinen Knopf (6) („Press for final closure“) reindrücken (Die Box ist jetzt endverschlossen).

6. Fülllinie – Maximale Füllhöhe (5)

Auf dem Etikett der Box ist eine Fülllinie (5) sichtbar. Die Box nicht über diese Fülllinie (5) hinaus befüllen. Die maximale Füllhöhe (5) darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

7. Haltevorrichtungen

Zur umstoßsicheren Fixierung der Box stehen zahlreiche Tablettts aus dem melijekt-System und Klebeadapter zur Verfügung.

8. Abdreh-/ Abziehvorrichtung

8.1 U-förmige Aussparung (A)


U-förmige Aussparung zum Abziehen von Luersystemen.

8.2 Sternförmige Vielzahnöffnung (B)

Sternförmige Vielzahnöffnung als Abdrehvorrichtung für Pens.


9. Entsorgung und Kennzeichnung

Die Entsorgungsboxen bestehen aus umweltneutralem Polypropylen. Bei der Verbrennung entstehen keine schädlichen Substanzen. Bei der Entsorgung die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften beachten!



Box Plus 0.5 ERS Gebrauchshinweise

Art.-Nr. 01490401



1. Intended purpose and normal use

The disposal box is exclusively intended for the disposal of pointed and sharp items like, for example, needles and scalpel blades for medical use.

2. Safety instructions

- Use only boxes adequately sized to accommodate the items to be disposed.
- Keep the box beyond the reach of children.
- Ensure that the lid (1) is assembled and locked into place before filling.
- Attach the box to recommended base adapter or wall holder, or place into the Safety-Tray to protect it against overturning.
- Ensure that items are placed into the box in a vertical direction only.
- Scalpels must be placed into the box with utmost care. Using too much force or filling other objects on top involves the risk of jamming and damage to the box walls or base.
- Do not use force to press objects into the box.
- Do not fill with liquids.
- Discard insulin pens through the opening.
- Do not fill the box above the maximum filling line (5) (health hazard!).
- Do not throw. Do not shake. Do not drop. Do not shake.
- Ensure that no objects are jutting out before closing.
- Do not press the box against your body (e.g. chest) for final closure.
- Do not press the box together from the outside when full.
- Prior to disposal of the box, ensure that lids (1) and day lid (3) are securely closed.

3. Assembly (lid assembly)

Prior to filling, place the box on a solid surface and press the lid (1) firmly onto the box base (2). The lid (1) audibly locks into place along its entire circumference. If pressing the entire lid once is too forceful, you can start pressing at one point until it locks into place and continue step by step.

4. Daily use

For daily use, press the day lid (3) into the filling opening until its audibly clicks into place. By pushing up the flap (4) a reopening is possible.

5. Final closure of day lid (3)

After filling [Warning: Do not fill above the maximum fill line (5)!], proceed as follows: Place the box on a solid surface, press the day lid (3) into the filling opening until its audibly clicks into place and press the little Button (6) "Press for final closure". (The box is finally closed).

6. Fill line – maximum filling level (5)

The upper section of the label features a fill line (5). Ensure that the box is not filled above this line (5). For safety reasons, do not fill the box above the maximum filling level (5).

7. Holding fixtures

Numerous trays from the melijekt system and adhesive adapters are available to secure the box in place.

8. Removal aids

8.1 U-shaped recess (A)


For sharps removal from Luer lock systems.

8.2 Star-shaped, notched opening (B)

For the disassembly of insulin pens.

9. Disposal and identification


Disposal boxes are made from ecologically friendly polypropylene. Incineration does not cause emission of any harmful substances. Observe statutory provisions pertaining to disposal! Technical modifications reserved.



Box Plus 0.5 ERS

Instructions for use

Art.-No. 01490401



08/2020 – Änderungen vorbehalten