



NOBAZELLTUPF®

REF 208405

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die Zellstofftupferrolle ist mit Perforationen versehen, so dass sich die Tupfer praktisch abnehmen lassen. Der einzelne Tupfer hat die Maße 4,0 cm x 5,0 cm.

Die Tupfer eignen sich zur Vorbereitung von einfachen Punktionen mit geringem Risiko, z.B. Venenpunktionen zur Blutabnahme. Vor der oben genannten Tätigkeit muss das Produkt mit einem validierten Verfahren (Ethylenoxid, Strahlen, feuchte Hitze bei 121°C) sterilisiert werden.

Kontraindikationen

Nicht bei einer bekannten Allergie gegen die unten genannte Komponente einsetzen.

Zusammensetzung

Cellulose

Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAZELLTUPF® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 4, eingestuft.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:



Vor Gebrauch sterilisieren