

**drive**

**DeVilbiss**  
HEALTHCARE

# VACUAIDE 7325

LEICHT.  
LANGLEBIG.  
EFFIZIENT.



Medizintechnik seit 1888

# LEICHT. LANGLEBIG. EFFIZIENT.

DIE SEKRETABSAUGPUMPE VACUAIDE 7325 IST DIE NEUSTE ENTWICKLUNG AUS DEM HAUSE DRIVE DEVILBISS. BESONDERS ZEICHNET SIE EINE LEICHTE ANWENDUNG, LANGLEBIGKEIT UND EINE EFFIZIENTE NUTZUNG AUS.



## ÜBER 50 JAHRE ERFAHRUNG IN ABSAUGUNG

Seit mehr als 50 Jahren entwickelt unser Ingenieur-Team in den USA hochzuverlässige Geräte für die Sekretabsaugung. Bei der Konzeption neuer Medizingeräte richten wir uns insbesondere nach den Bedürfnissen unserer Kunden und Anwendern aus. Deshalb wurde die neue VacuAide 7325-Serie nicht nur mit einem Schlauchhalter zur hygienischen Ablage des Saugschlauchs ausgestattet, sondern auch mit einem Lithium-Ionen-Akku, sodass die neue 7325-Serie im Vergleich zu anderen VacuAide Modellen eine signifikant verbesserte Akkuladezeit aufweist.

VACUAIDE 7325 –  
LEICHT. LANGLEBIG. EFFIZIENT.

# VACUAIDE 7325: MEHR PLUSPUNKTE



## + Flexible Saugleistung

VacuAide 7325 verfügt über einen breiten Absaugbereich von 50 bis 550 mmHg bei 27 l/min Flussrate. Die patentierte und innovative Vakuumregulierung ist direkt in das große, leicht bedienbare Manometer integriert.

## + Hygienische Absaugung.

Ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem verhindert ein Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät. Das Doppelschutz-System besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: Einem Filter, der bei Kontakt mit Flüssigkeit von selbst schließt, sowie einem mechanischen Überlaufschutz, der sich im Deckel des 800ml Standardbehälters befindet. Ein integrierter Schlauchhalter gewährleistet die hygienische Ablage des Saugschlauchs nach jedem Absaugvorgang.

## + Wartungsfrei

Wie alle Drive DeVilbiss VacuAide-Modelle, ist auch die 7325-Serie wartungsfrei. Weder durch den Anwender, noch durch den Fachhändler sind regelmäßige Wartungsarbeiten notwendig.

## + Langlebiger Akku

In der VacuAide 7325 ist die neueste Technologie verbaut in Form eines Lithium-Ionen-Akkus. Nur 3 Stunden Ladezeit für 45 Minuten Laufzeit.



### LANGLEBIG

LITHIUM-IONEN TECHNOLOGIE  
FÜR MEHR LANGLEBIGKEIT  
UND EINE GERINGE LADEZEIT.

# UNZÄHLIGE VORTEILE

Schlauchhalter - Hygienische Ablage nach der Absaugung

Zwei weitere Sekretbehälter-Varianten optional verfügbar.

Vakuumregler im stoßgeschützten Manometer integriert

LED-Kontrollleuchten auf der Geräteoberseite - wichtige Ladestandinformationen auf einen Blick



## LEICHT

KLEINER UND LEICHTER ALS ANDERE VACUAIDE MODELLE. ABER DENNOCH SO LEISTUNGSSTARK, WIE ES SICH ANWENDER WÜNSCHEN.



# ENTLEERUNG DES SEKRET- BEHÄLTERS

VacuAide Sekretabsaugpumpen haben sich im täglichen Umgang als besonders anwenderfreundlich bewährt. Anwender räumen hierbei dem Aspekt eines sicheren und vor allem hygienischen Umgang mit dem Gerät einen besonders hohen Stellenwert ein. So Bedarf es z.B. nur weniger Handgriffe, um den Sekretbehälter für Reinigungszwecke zu entfernen.



- 1 Absaugschlauch in die Schlauchhalterung stecken.
- 2 Filterkartusche inklusive des kurzen Verbindungsschlauch vom Deckel abziehen und zur Seite drehen.
- 3 Sekretbehälter unter leichten Hin-und-Her-Bewegungen mit beiden Händen aus dem Gerätehalter ziehen.
- 4 Inhalt entleeren und Sekretbehälter gemäß Bedienungsanleitung reinigen.

# LEICHT GEMACHT!



## EFFIZIENT

SCHNELL BEREIT,  
EINFACHE BEDIENUNG  
AUS DER TASCHE,  
IMMER UND ÜBERALL  
MIT DABEI

## Tasche im Lieferumfang enthalten.

Komplettiert wird der Lieferumfang der **VacuAide 7325P** durch die mitgelieferte Funktionstasche, in der das Gerät betrieben werden kann. Sichtfenster erlauben jederzeit die visuelle Kontrolle des Sekretstands. Die wattierte Transporttasche ist als Schultertasche konzipiert und schützt das Gerät so vor äußeren Einflüssen. Ein zusätzliches Innenfach bietet Platz für Zubehör. Durch ihr unauffälliges Erscheinungsbild ist die VacuAide Funktionstasche der diskrete Begleiter in allen Situationen.

# TECHNISCHE DATEN:

Abmessungen (H x B x T):	Modell 7325D: 17,5 x 17,8 x 18cm	Modell 7325P: 17,5 x 17,8 x 18cm
7325D	nur Netzbetrieb	
7325P*	mit Akkubetrieb	
Gewicht	Modell 7325D: 1,54kg	Modell 7325P: 1,72kg
Vakuumbereich	50 – 550mmHg	
Saugleistung (freier Flow)	27l/min.	
Betriebsbereich Temperatur	0° C bis 40°C	
Betriebsspannung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 12 V DC	

\*Das P-Modell wird mit Transporttasche und 12Volt Auto-Adapter ausgeliefert.



## Freiheit in der Wahl des Sekretbehälters

Im Standard-Lieferumfang der VacuAide 7325 befindet sich ein 800ml-Sekretbehälter, der für die Benutzung durch einen Patienten bestimmt ist. Optional ist ein autoklavierbarer 1200ml-Sekretbehälter erhältlich. Im klinischen Umfeld, oder dort wo ein besonderer Schutz vor Kontamination erforderlich ist, empfehlen wir den Einsatz des mehrfach verwendbaren Flovac® Sekretbehälters (Liner) sowie des dazugehörigen Absaugbeutel zum Einmalgebrauch.

Für mehr Wirtschaftlichkeit und eine einfache Disposition, sind alle Sekretbehälter-Typen mit allen Drive DeVilbiss VacuAide-Serien untereinander kompatibel.



Ihr Fachhändler:



DeVilbiss Healthcare GmbH  
Kamenzer Straße 3  
68309 Mannheim  
[kontakt@devilbisshc.com](mailto:kontakt@devilbisshc.com)

Drive Medical GmbH & Co. KG  
Leutkircher Straße 44  
88316 Isny / Allgäu  
[info@drivemedical.de](mailto:info@drivemedical.de)